

GP

perfect[®]
www.dendist.net

Lápiz cortador
de gutapercha

GP Flow está especialmente diseñado para que odontólogos ablanden o corten la gutapercha durante tratamientos de conductos, calentando la punta de trabajo.



FLOW

GP FLOW

perfect[®]
www.dendist.net

Lápiz cortador de gutapercha

Características

Eficiente

Calentamiento rápido en 0.2 s con 4 niveles de temperatura: 150°C, 180°C, 200°C, 230°C

Fácil de usar

Su lógica de operación con tres botones es simple, facilitando su uso.

Duradero

Equipado con batería de gran capacidad de 2600 mAh; puede usarse de forma continua durante 30 días

Cómodo

Diseño ergonómico: peso cómodo de 95 g, diámetro de 20 mm y punta de trabajo giratoria 360°.

Información

TAMAÑO	174 x 25 x 25 mm
TAMAÑO PUNTA DE TRABAJO	40/.04; 45/.04; 50/.04; 55/.08
TEMPERATURA DE CALENTAMIENTO	150°C, 180°C, 200°C, 230°C
PESO	95±2 g
BATERÍA	3.7 V / batería de litio 2600 mAh
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE SALIDA	5V DC, 2A
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ENTRADA	AC 100-240~50/60Hz
CONDICIONES DE ESTERILIZACIÓN	135°C, 4 minutos, 0.22Mpa

